

บริษัท นอร์ทเทิร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง: การเตรียม Slant	หน้าที่ 1 ของ 5
รหัสเอกสาร : WI-QC-16	วันที่ประกาศใช้: 2 พฤษภาคม 2563	แก้ไขครั้งที่ :07
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ
2. คำนิยาม Slant หัวเชื้อ หมายถึง S –yeast / Acetobactor ที่เจริญแล้วบนอาหารวุ้นเอียง เพื่อให้นำไปเพาะ เลี้ยงทำเป็น Starter yeast / Starter Vinegar ต่อไป
3. เครื่องมือและอุปกรณ์
 - 3.1 หัวเชื้อยีสต์บริสุทธิ์(Pure Culture)จากประเทศญี่ปุ่น
 - 3.2 หัวเชื้อ Acetobactor บริสุทธิ์(Pure Culture)จาก BIOTECH
 - 3.3 หลอดอาหารวุ้นเอียง (Slant)
 - 3.4 loop เชื้อเชื้อ
 - 3.5 อาหารเลี้ยงเชื้อ Teihen
 - 3.6 Measuring pipette และ Petri dish ที่ฆ่าเชื้อแล้ว
 - 3.7 ชุดอุปกรณ์สำหรับทำ Dilution
 - 3.8 ชุดอุปกรณ์การเตรียมพื้นที่ก่อนการตรวจสอบ
4. ขั้นตอน
 - 4.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

4.1.1 อาหารวุ้นเอียง (Slant) ชนิด YM

1) สูตรส่วนประกอบ (สำหรับการเตรียม 250 ml)

รายการ	หมายเลขสารเคมี	น้ำหนัก
Peptone	33	1.3 g.
Yeast extract	68	0.8 g.
Malt extract	67	0.8 g.
D-Glucose	36	7.5 g.
Agar powder	31	6 g.
เกลือ(99% Vac. Salt)		20 g.
น้ำกลั่น		250 มล.
KH ₂ PO ₄	30	0.25 g.



2) ขั้นตอนการเตรียม

- 1) ชั่งส่วนผสมตามสูตรใส่ลงในปิกเกอร์ขนาด 500 ml
- 2) คนให้เข้ากัน
- 3) นำไปปรับ PH ให้ได้ 5.1 – 5.2 ด้วย 30% NaOH หรือ Conc. H₂ SO₄
- 4) ช้อนให้ละลายในน้ำเดือดประมาณ 15 – 20 นาที
- 5) เทอาหารใส่หลอดทดลอง หลอดละประมาณ 5ml ปิดจุกและหุ้มทับด้วยกระดาษฟลอยด์
- 6) นำไปฆ่าเชื้อใน Autoclave ที่ 121 °C 20 นาที
- 7) นำออกมาวางให้นอนกับพื้น แล้วเอียงให้ด้านจุกเอียงขึ้นจากพื้น โดยระยะของอาหารในหลอดทดลองด้านกันมีช่วงความหนา ประมาณ 0.5 – 1 cm
- 8) ทิ้งให้แข็งตัว 1 คืน ได้เป็น Slant
- 9) บันทึกในรายงานการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ (FM-QC-56)

4.1.2 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Teihen

1) สูตรส่วนประกอบ (สำหรับการเตรียม 250 ml)

รายการ	หมายเลขสารเคมี	น้ำหนัก
Yeast extract	68	0.75 g.
Malt extract	67	0.75 g.
D-Glucose	36	2.5 g.
Peptone	33	1.25 g.
เกลือ(99% Vac. Salt)		25 g.
ซีอิ๊ว 16.8% – 17.2		25 มล.
Agar powder	31	4.5 g.
Chloramphenicol	1	0.025 g.
น้ำกลั่น		225 มล

2) วิธีเตรียม

- 1) ชั่งส่วนผสม ข้อ 1) ใส่ลงในปิกเกอร์ขนาด 500 ml
- 2) คนให้เข้ากัน
- 3) ปรับ pH ให้ได้ 5.1 – 5.2 ด้วย 30% NaOH หรือ Conc. H₂SO₄
- 4) ช้อนให้ละลายในน้ำเดือดประมาณ 15 – 20 นาที
- 5) เทลงใน T. flask ขนาด 300 ml ปิดจุกแล้วหุ้มกระดาษฟลอยด์ทับ
- 6) นำไปฆ่าเชื้อใน Autoclave ที่ 121 °C เป็นเวลา 20 นาที




4.1.3 ขั้นตอนการเตรียม

1. เตรียม Measuring และ petri dish ตามวิธีการเตรียมอุปกรณ์ก่อนการตรวจสอบ
ใน WI-QC-73 การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์
2. เตรียมน้ำเกลือ 9% สำหรับทำ Dilution ตาม "วิธีการเตรียมน้ำสำหรับทำ Ditung" ใน WI-QC-73 การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์
3. เตรียมพื้นที่ก่อนการตรวจสอบตาม "วิธีการเตรียมพื้นที่ก่อนการตรวจสอบ" (WI-QC-21) มี
4. นำหัวเชื้อยีสต์บริสุทธิ์มาทำ Dilution โดย
เชื้อ S – yeast ใช้ความเข้มข้น 10^{-1} ถึง 10^{-9}
5. เลือกสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆดังนี้ มาใส่ลงใน petri dish จำนวน 3 ซ้ำ
เชื้อ S – yeast ใช้ความเข้มข้น 10^{-7} และ 10^{-9}
6. เทอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Teihen ลงไปใน Petri dish ตาม "วิธีการใส่อาหารเลี้ยงเชื้อลงในจานเลี้ยงเชื้อ" (WI-QC-22)
7. นำไปบ่มในตู้บ่มที่อุณหภูมิ $30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 วัน
8. ตรวจสอบลักษณะ Colony
S – yeast จะมีสีขาวและตรงกลาง Colony จะมีสีเข้ม กว้างรอบนอกเมื่อมองจากด้านบน และเมื่อมองจากด้านข้างจะมีลักษณะดังรูป



9. เชีย Colony ของเชื้อยีสต์ดังกล่าวจาก petri dish ลงใน Slant ที่เตรียมไว้ด้วยวิธีดังนี้
โดยควรเลือก Colony ที่มีลักษณะใหญ่ และสมบูรณ์
 - 1) ลงไฟฆ่าเชื้อ Loop เชียเชื้อแล้วทิ้งให้เย็น
 - 2) เชีย Colony จาก petri dish

3) นำมาลากบนผิว Slant โดยลากซีกแซกไปมาจากด้านก้นหลอดทดลองออกมาถึงปากหลอดและเว้นระยะจากก้นหลอดถึงจุดเริ่มลาก ประมาณ 1 ซม. ดังรูป



- 4) บันทึกวันที่ทำการเขียนและชนิดของเชื้อลงข้างหลอด slant
- 5) นำไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ $30 \pm 2^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 4 วัน
- 6) นำไปเก็บในตู้เย็น ควบคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส และบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น ทุก 4 ชั่วโมง (Data logger บันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ตาม SP-QC-64 No.35) โดยก่อนเก็บให้ใช้กระดาษและพลาสติกแร็ปหุ้ม ส่วนจุกและ รอยต่อของจุกกับหลอดทดลองให้มิดชิด

10. Slant ที่มีเชื้อยีสต์นี้ สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 3 เดือน จากนั้นจะต้องทำการต่อเชื้อ จาก Slant ไปสู่ Slant ใหม่ โดยวิธีเขียนเชื้อจาก Slant ที่เก็บไว้ ไปสู่ Slant ใหม่ด้วยวิธีปลอดเชื้อและก่อนเขียนเชื้อต้องวาง Slant ที่ไว้สักพักเพื่อปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับเดียวกับอุณหภูมิห้อง

ข้อควรระวัง : หัวเชื้อจากประเทศญี่ปุ่นมีอายุการเก็บ 2 ปี

4.1.4 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP เลี้ยงเชื้อ *Acetobacter aceti* สำหรับ Vinegar

1) สูตรส่วนประกอบ (สำหรับการเตรียม 500ml)


รายการ	หมายเลขสารเคมี	น้ำหนัก
Glucose	36	12.5 g
Yeast Extract	68	1.50 g
Peptone	33	2.50 g
Agar Powder	31	6.0 g
Distilled Vinegar		500 ml

2) วิธีเตรียม

- 1) ชั่งส่วนผสมตามสูตรใส่ลงในปิกเกอร์ขนาด 500 ml
- 2) คนให้เข้ากัน
- 3) ช้อนให้ละลายในน้ำเดือดประมาณ 15 – 20 นาที
- 4) เทอาหารใส่หลอดทดลอง หลอดละประมาณ 5ml ปิดจุกและหุ้มทับด้วยกระดาษฟลอยด์
- 5) นำไปฆ่าเชื้อใน Autoclave ที่ 121 °C 20 นาที
- 6) นำออกมาวางให้รอนกับพื้น แล้วเอียงให้ด้านจุกเอียงขึ้นจากพื้น โดยระยะของอาหารในหลอดทดลองด้านล่างมีช่วงความหนา ประมาณ 0.5 – 1 cm
- 7) ทิ้งให้แข็งตัว 1 คืน ได้เป็น Slant
- 8) บันทึกในรายงานการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ (FM-QC-56)

3.) เชีย Colony ของเชื้อ Acetobacter ดังกล่าวจาก petri dish/ Slant ลงใน Slant ที่เตรียมไว้ด้วยวิธีดังนี้

- 1) ลนไฟผ่าเชื้อ Loop เชียเชื้อแล้วทิ้งให้เย็น
- 2) เชีย Colony จาก petri dish/ Slant
- 3) นำมาลากบนผิว Slant โดยลากซีกแซกไปมาจากด้านล่างหลอดทดลองออกมาถึงปากหลอดและเว้นระยะจากกันหลอดถึงจุดเริ่มลาก ประมาณ 1 ซม. ดังรูป



- 4) บันทึกวันที่ทำการเชียและชนิดของเชื้อลงข้างหลอด slant
- 5) นำไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30 ± 2 °C เป็นเวลา 4 -7 วัน โคโลนีขึ้นสีขาวขุ่น
- 6) นำไปเก็บในตู้เย็น ควบคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส และบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น ทุก 4 ชั่วโมง (Data logger บันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ตาม SP-QC-64 No.35) โดยก่อนเก็บให้ใช้กระดาษและพลาสติกแร็ปหุ้ม ส่วนจุกและ รอยต่อของจุกกับหลอดทดลองให้มิดชิด

5.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ (FM-QC-56)