## บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง: วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ TA	หน้า 1 ของ 2
รหัสเอกสาร: WI-QC-37	วันที่ประกาศใช้: 8 มกราคม 2544	แก้ไขครั้งที่: 02
จัดทำโดย:	ทบทวนและอนุมัติโดย:	
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	

- 1. ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานควบคุมคุณภาพ
- 2. คำนิยาม %TA หมายถึง ร้อยละของปริมาณกรดทั้งหมด (Total Acidity)
- 3. สารเคมีที่ใช้
  - 3.1 1/10 N NaOH
- 4. ขั้นตอน
  - 4.1 วิธีการเตรียมสารเคมี 1/10 N NaOH
    - 4.1.1 การเตรียม
      - ก. ซั่ง NaOH มา 8.42 กรัม ใส่ลงในปีกเกอร์ขนาด 200 มล.
      - ข. ค่อยๆละลายด้วยน้ำกลั่น ใส่ลงใน v. flask ขนาด 1 ลิตร
      - ค. ปรับปริมาตรให้ครบ 2 ลิตร
      - ง. เก็บในขวดใส และคำนวณหาค่า Factor
      - จ. ระบุวันที่เตรียม และวันหมดอายุ โดยมีอายุการเก็บนาน 2 เดือนนับจากวัน เตรียม
    - 4.1. 2 การคำนวณค่า Factor
      - ก. หา Amido Factor โดยน้ำสาร Amido Sulfuric acid อบใน Desicator ทิ้งไว้ 1 คืน
      - ข. ชั่งน้ำหนัก 2.43xx กรัม(ค่าที่ได้ให้เป็น A)
      - ค. ล้างปีกเกอร์ด้วยน้ำกลั่น
      - ง. ปรับปริมาตรให้ครบ 250 มล. ใน V.flask
      - จ. ปีเปตมา 10 มล. ใส่ลงใน T.flask ขนาด 100 มล.
      - ฉ. ไตเตรตกับ 1/10N NaOH ที่เตรียมไว้จนวัด pHได้ 7.00ปริมาตรที่วัดได้ให้
        เป็น B

คำนวณ Factor ของ 1/10N NaOH = (Amido Factor x 10) / B เมื่อ Amido Factor = (A x Purity ของ Amido) / 2.4273

## บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง: วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ TA	หน้า 2 ของ 2
รหัสเอกสาร: WI-QC-37	วันที่ประกาศใช้: 8 มกราคม 2544	แก้ไขครั้งที่: 02

## 4.2 วิธีการวัด

- 4.2.1 ปีเปตตัวอย่างมา 10 มล. ใส่ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มล.
- 4.2.2 ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ครบ 100 มล.
- 4.2.3 เขย่า แล้วปีเปตออกมา 10 มล.ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 200 มล.(หรือบีกเกอร์)
- 4.2.4 เติมน้ำกลั่นลงไป 100 มล. โดยใช้กระบอกตวง
- 4.2.5 นำไปไตเตรตกับ 1/10N NaOH โดยวัดค่า pH ไปพร้อมๆกัน จนวัด pHได้ 8.3 (± 0.02)
- 4.2.6 อ่านค่าที่ไตเตรตได้ แล้วคำนวณหา %TA
- 4.2.7 การคำนวณ

สูตร %TA =  $t \times F \times 0.6$ เมื่อ t = ค่าที่ไตเตรตได้

F = Factor ของ 1/10N NaOH

0.6 = % acid ที่สมมูลย์กับ 1/10N NaOH

หมายเหตุ:- ถ้าทำ 2 ซ้ำแล้วค่าที่ได้มีค่าห่างกันเกิน 0.2 มล. ให้ทำซ้ำอีก 1 ครั้ง แล้ว นำค่าที่ใกล้เคียงกันมาเฉลี่ย

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-